

 **Back**

## DICOM Tags

Search:

Columns...

NAME	VALUE	GROUP	ELEMENT	VR	VL
FileMetaInformationGroupLength	204	0x0002	0x0000	UL	4
FileMetaInformationVersion	00\01	0x0002	0x0001	OB	2
MediaStorageSOPClassUID	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1	0x0002	0x0002	UI	26
MediaStorageSOPInstanceUID	1.2.392.200036.9125.9.0.253528486.4228055075.2926605477	0x0002	0x0003	UI	56
TransferSyntaxUID	1.2.840.10008.1.2	0x0002	0x0010	UI	18
ImplementationClassUID	1.2.826.0.1.3680043.1.1.4.3.190.92	0x0002	0x0012	UI	34
ImplementationVersionName	DCMOBJ4.3.190.92	0x0002	0x0013	SH	16
ImageType	DERIVED\PRIMARY\POST_PROCESSED\100000	0x0008	0x0008	CS	42
SOPClassUID	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1	0x0008	0x0016	UI	26
SOPInstanceUID	1.2.392.200036.9125.9.0.253528486.4228055075.2926605477	0x0008	0x0018	UI	56
StudyDate	5/4/2019	0x0008	0x0020	DA	8
SeriesDate	5/4/2019	0x0008	0x0021	DA	8
AcquisitionDate	5/4/2019	0x0008	0x0022	DA	8
ContentDate	5/4/2019	0x0008	0x0023	DA	8
StudyTime	12:24:18	0x0008	0x0030	TM	10
SeriesTime	12:24:28	0x0008	0x0031	TM	10
AcquisitionTime	12:24:28	0x0008	0x0032	TM	10
ContentTime	12:24:28	0x0008	0x0033	TM	10
AccessionNumber	(no value available)	0x0008	0x0050	SH	0
Modality	CR	0x0008	0x0060	CS	2
Manufacturer	FUJIFILM Corporation	0x0008	0x0070	LO	20
InstitutionName	UNITED MULTISPECIALITY HOSPITAL	0x0008	0x0080	LO	32
ReferringPhysicianName	(no value available)	0x0008	0x0090	PN	0
StationName	Ru0	0x0008	0x1010	SH	4
DerivationDescription	G1.9E#1.60+0.10,MAR0.7AM0.6,C*1.0*1.0	0x0008	0x2111	ST	38
Unknown Tag & Data	48\48	0x50F1	0x1020	UN	2
PatientName	MR.KANTILAL SATRA 63YRS/M (CHEST AP )	0x0010	0x0010	PN	38
PatientID	040504	0x0010	0x0020	LO	6
PatientBirthDate	(no value available)	0x0010	0x0030	DA	0
PatientSex	M	0x0010	0x0040	CS	2
PatientComments	(no value available)	0x0010	0x4000	LT	0
ContrastBolusAgent	(no value available)	0x0018	0x0010	LO	0
BodyPartExamined	CHEST	0x0018	0x0015	CS	6
PlateID	a44938796c	0x0018	0x1004	LO	10
ImagerPixelSpacing	0.1000\0.1000	0x0018	0x1164	DS	10
AcquisitionDeviceProcessingDescription	CHEST AP	0x0018	0x1400	LO	8
AcquisitionDeviceProcessingCode	0200	0x0018	0x1401	LO	4
PositionerType	NONE	0x0018	0x1508	CS	4
ViewPosition	(no value available)	0x0018	0x5101	CS	0
Sensitivity	187	0x0018	0x6000	DS	4
StudyInstanceUID	1.2.392.200036.9125.2.35174112116165.64906057458.311214	0x0020	0x000D	UI	56

StudyInstanceUID	1.2.392.200036.9125.3.35174112116165.64906057458.311215	0x0020	0x000E	UI	56
SeriesInstanceUID	1.2.392.200036.9125.3.35174112116165.64906057458.311215	0x0020	0x000E	UI	56
StudyID	(no value available)	0x0020	0x0010	SH	0
SeriesNumber	1001	0x0020	0x0011	IS	4
AcquisitionNumber	004	0x0020	0x0012	IS	4
PatientOrientation	(no value available)	0x0020	0x0020	CS	0
Laterality	(no value available)	0x0020	0x0060	CS	0
SamplesPerPixel	1	0x0028	0x0002	US	2
PhotometricInterpretation	MONOCHROME1	0x0028	0x0004	CS	12
Rows	3520	0x0028	0x0010	US	2
Columns	4280	0x0028	0x0011	US	2
PixelSpacing	0.1000\0.1000	0x0028	0x0030	DS	10
BitsAllocated	16	0x0028	0x0100	US	2
BitsStored	12	0x0028	0x0101	US	2
HighBit	11	0x0028	0x0102	US	2
PixelRepresentation	0	0x0028	0x0103	US	2
WindowCenter	2048	0x0028	0x1050	DS	4
WindowWidth	4096	0x0028	0x1051	DS	4
RescaleIntercept	0	0x0028	0x1052	DS	2
RescaleSlope	1	0x0028	0x1053	DS	2
RescaleType	US	0x0028	0x1054	LO	2
LossyImageCompression	00	0x0028	0x2110	CS	2
RequestingService	(no value available)	0x0032	0x1033	LO	0
StudyComments	(no value available)	0x0032	0x4000	LT	0
ImageDisplayFormat	STANDARD\1,1	0x2010	0x0010	ST	12
AnnotationDisplayFormatID	CR00	0x2010	0x0030	CS	4
FilmOrientation	LANDSCAPE	0x2010	0x0040	CS	10
BorderDensity	BLACK	0x2010	0x0100	CS	6
Trim	NO	0x2010	0x0140	CS	2
PresentationLUTShape	INVERSE	0x2050	0x0020	CS	8
PixelData	...	0x7FE0	0x0010	ox	30131200